FGM

Vittra APS UNIQUE FLOW

CE 2797

PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

BR | ES | EN

DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Distrito Industrial - 89219-501 - Joinville SC - Brasil / Brazil - CNPJ: 05.106.945/0001-06 - INDÚSTRIA BRASILEIRA / INDUSTRIA BRASILEÑA / BRAZILIAN INDUSTRY - Responsável Técnico / Responsable técnico / Technical Authority: Friedrich Georg Mittelstädt CRQ: 13100147 SC - ANVISA nº 80172319017 - Marca / Marca / Brand: FGM® - Fabricado no Brasil / Hecho en Brasil / Made in Brazil.

EU REP NUNO FLORES - Al. Bonifacio Lazaro Lozano, 3 – Piso 0 – C 2780-125 Oeiras / Portugal - Tel: (351) 21 4439292 - ec.rep@fgm.ind.br

Serviço ao profissional (Brasil)
0800 644 6100
Technical support (Europe)
Servicio al profesional (Américas)
+55 47 3441 6100

fgmdentalgroup.com | fgm@fgm.ind.br

ifu.fgm.ind.br/ifu

BR Instruções de uso

Resina Composta Fluida Fotopolimerizável Unicromática

Somente uso profissional
Leia cuidadosamente as informações contidas neste documento antes de utilizar o produto. Mantenha este documento para posterior consulta, pelo menos até o total consumo do produto ou até não haver mais interação entre este produto e o último paciente que o utilizará.

Descrição do produto
Vittra APS Unique Flow é um compósito fotopolimerizável de baixa viscosidade, de cor única para todos os matizes dentais, indicado para preparos cavitários minimamente invasivos, base/forramento e pequenos reparos. O compósito é radiopaco, com conteúdo total de carga inorgânica de 58% a 62% em peso (56% a 60% em volume) e tamanho médio de partículas entre 1,7 e 1,9 micrômetros. Não apresenta Bis-GMA nem Bis-EMA em sua formulação, seguindo a tendência atual de produtos livres de Bisfenol A (BPA).
O compósito tem como sistema fotoiniciador o APS, acrônimo de Advanced Polymerization System (Sistema de Polimerização Avançado), que consiste em uma combinação de diferentes fotoiniciadores que interagem entre si amplificando a capacidade de cura da luz emitida pelos fotopolimerizadores.
Adicionado a diferentes materiais, o sistema fornece várias vantagens. APS confere grande poder de polimerização, o que permite maior grau de conversão, obtendo superior estabilidade à luz ambiente e provendo maior tempo de trabalho durante as restaurações.

Formas de apresentação
Verifique as apresentações disponíveis em seu país.
1 seringa contendo 2 g do produto e 10 ponteiras de aplicação.

Composição básica
Partículas de vidro radiopacas silanizadas (50-60%), monômeros metacrílicos (30-40%), dióxido de silício (5-10%) sistema fotoiniciador (<2%), estabilizantes (<2%) e pigmentos (<1%).

Usuários previstos
Profissionais de odontologia qualificados que tenham conhecimento teórico e prático sobre o uso de produtos odontológicos.

Grupo Alvo de Pacientes
Pacientes que precisam ser submetidos a um procedimento restaurador direto.

Benefício Clínico
Recuperação da forma e função da estrutura dental comprometida. Além de promoção da harmonia e equilíbrio estético do sorriso.

Uso pretendido
Materiais restauradores usados para fins de tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência, com o objetivo de restaurar eficientemente a forma (anatomia), função e estética das partes da estrutura dentária comprometida.

Indicações do produto
· Base sob restaurações diretas;
· Restauração de preparos cavitários minimamente invasivos (incluindo pequenas restaurações oclusais em infraoclusão);
· Selante de fóssulas e fissuras;
· Preparo tipo túnel;
· Reparo de pequenos defeitos em esmalte;
· Colagem de fragmentos dentais;
· Reparos em resina composta;
· Lesões cervicais não cariosas;
· Confecção de attachments para alinhadores ortodônticos.

Precauções
· Somente para uso odontológico.
· Este produto é indicado para ser utilizado somente de acordo com a sua instrução de uso.
· Para minimizar o risco de irritação, regiões do preparo cavitário muito próximas à parede pulpar devem ser adequadamente protegidas (ex.: aplicação de hidróxido de cálcio).
· Evite o contato do compósito não fotopolimerizado com a pele, mucosa ou olhos, pois ele pode gerar efeito irritante devido à presença de metacrilatos. É recomendado o uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante a manipulação do produto.
· Em caso de contato com os olhos, lave abundantemente com água e contate um médico imediatamente.
· Utilize óculos de proteção quando do uso de fotopolimerizadores.
· Materiais contendo peróxido de hidrogênio e eugenol não devem ser utilizados em conjunto com este produto, pois podem interferir na polimerização.
· O compósito é sensível à luz, portanto certifique-se de fechar a seringa devidamente após o uso.
· As ponteiras de aplicação são de uso único e devem ser descartadas após um uso. Reposicione a tampa da seringa após seu uso.
· O produto não deve ser engolido ou aspirado. Caso seja, procure atendimento médico.
· O produto é contraindicado se um campo operatório seco não for possível de se obter ou se a técnica restauradora não puder ser seguida.

Contraindicações
· Não utilize o produto se o paciente for alérgico a alguma das substâncias presentes na composição. Em caso de reações alérgicas, descontinue o uso do produto e, se necessário, procure atendimento médico.

Efeitos colaterais
Este produto contém monômeros metacrilatos, que podem causar irritação alérgica em pacientes sensíveis a essas substâncias.

Modo de uso
Leia atentamente as Advertências, Precauções, Contraindicações e possíveis Efeitos colaterais deste documento previamente à utilização do produto.

Aplicação do produto
1. Isole o campo operatório. O isolamento deve garantir um campo livre de umidade com boa visualização do local. Se necessário, utilize isolamento absoluto.
2. Faça o preparo cavitário de acordo com a técnica adesiva.
3. Faça o condicionamento ácido dos tecidos (esmalte e dentina). Posteriormente, lave com água em abundância, removendo todo o ácido da superfície, e seque o esmalte gentilmente, deixando a dentina úmida.
4. Aplique o adesivo de acordo com as instruções do fabricante.
5. Inserção do compósito e fotopolimerização*: caso haja escurecimento exacerbado pela formação de dentina terciária, manchamento por amálgama ou demais manchamentos sem origem definida, é necessária a aplicação de compósito do tipo opacificador, a fim de mascarar o escurecimento do substrato. Para a inserção do compósito restaurador, a técnica incremental é recomendada, porque permite melhor performance do material. Aplique o material diretamente na cavidade com a ponteira de aplicação. Cada camada deve ter até 1,5 mm de espessura. Fotopolimerize por 20 segundos**.
**O compósito só mimetizará com a cor do dente se houver paredes circundantes e após a polimerização. Durante a inserção, o compósito aparenta maior opacidade, que somente se assemelhará com a cor do dente após a fotopolimerização.*
6. Para o acabamento utilize discos de lixa ou brocas de granulação fina, e para o polimento é recomendado o uso de discos de feltro e pastas de polimento.

Confecção de attachments para alinhadores ortodônticos
1. Faça o condicionamento ácido, restrito aos locais onde foram planejados os attachments, nos respectivos dentes.
2. Aplique o adesivo sobre as áreas condicionadas de acordo com as instruções do fabricante.
3. Inserção do compósito: incrementos de Vittra APS Unique Flow devem ser inseridos nos respectivos nichos dos attachments no template.
4. Fotoativação dos attachments através do template: posicione o template, com a resina inserida, sobre a arcada do paciente. Fotopolimerize por 20 segundos**.
5. Remova os excessos de resina: para o acabamento, utilize discos de lixa ou brocas de granulação fina.
6. Prova do alinhador: confira a adaptação do alinhador, assim como a estabilidade dos attachments, após a remoção do template.
***Considerando equipamento fotopolimerizador com potência mínima de 450 mW/cm² e comprimento de onda entre 400 e 500 nm.*

Conservação e armazenamento
· O produto deve ser mantido em sua embalagem original devidamente fechado.
· Proteja o produto da exposição direta à luz solar.
· Mantenha o produto em temperaturas entre 5°C e 30°C / 41°F e 86°F.
Nota: Caso o produto seja armazenado em geladeira, preferencialmente aguardar cerca de 15 minutos antes do uso. A faixa de 20°C a 25°C é a melhor temperatura para aplicação do produto.

Data de validade
Impressa na embalagem do produto.

Advertências
· Produtos odontológicos devem ser utilizados apenas por pessoas autorizadas.
· Não utilize o produto após seu vencimento.
· Siga a legislação de seu país ao descartar o produto.
· Mantenha-o fora do alcance de crianças.
Este material foi fabricado somente para uso odontológico e deve ser manipulado e armazenado unicamente de acordo com as suas instruções de uso. A fabricante não é responsável por quaisquer danos causados em razão do uso em desacordo com as orientações, armazenamento impróprio ou por manipulação incorreta. Além disso, o usuário está obrigado a verificar e comprovar, antes do manuseio e/ou aplicação do produto, e sob sua responsabilidade, se este material é compatível com a utilização desejada. Ademais, frisa-se que descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isso, não possuem qualquer vinculação.

ES Instrucciones de uso

Resina compuesta fluida fotocurable unicromática

Solo para uso profesional
Lea atentamente la información de este documento antes de utilizar el producto. Conserve este documento para consultas futuras, por lo menos hasta consumir por completo el producto o hasta que ya no haya interacción entre este producto y el último paciente que lo utilizará.

Descripción del producto
Vittra APS Unique Flow es un composite fotocurable de baja viscosidad, de color único para todos los matices dentales, indicado para preparaciones cavitarias mínimamente invasivas, base/forrado y pequeñas reparaciones. El composite es radiopaco, con un contenido total de carga inorgánica del 58% al 62% en peso (56% al 60% en volumen) y tamaño promedio de partículas entre 1,7 y 1,9 micrómetros. No presenta Bis-GMA ni Bis-EMA en su formulación, siguiendo la tendencia actual de productos libres de Bisfenol A (BPA).
El composite presenta APS como sistema fotoiniciador, acrónimo de Advanced Polymerization System (Sistema de Polimerización Avanzado), que consiste en una combinación de diferentes fotoiniciadores que interactúan entre sí para amplificar la capacidad de curado de la luz emitida por los fotopolimerizadores.
Añadido a diferentes materiales, el sistema ofrece diversas ventajas. APS proporciona un gran poder de polimerización, lo cual permite obtener un mayor grado de conversión, con una estabilidad a luz ambiente superior y un mayor tiempo de trabajo durante las restauraciones.

Formas de presentación
Verifique las presentaciones disponibles en su país.
1 jeringa con 2 g de producto y 10 puntas de aplicación.

Composición básica
Partículas de vidrio radiopacas silanizadas (50-60%), monómeros metacrílicos (30-40%), dióxido de silicio (5-10%), sistema fotoiniciador (<2%), estabilizadores (<2%) y pigmentos (<1%).

Usuarios previstos
Profesionales dentales cualificados con conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de productos dentales.

Población de pacientes destinataria
Pacientes que necesitan someterse a un procedimiento restaurador directo.

Beneficio clínico
Recuperación de la forma y función de la estructura dental comprometida. Además de promover la armonía y el equilibrio estético de la sonrisa.

Uso previsto
Materiales restauradores utilizados con el propósito de tratar, mitigar o compensar una lesión o deficiencia, con el objetivo de restaurar eficientemente la forma (anatomía), función y estética de las partes de la estructura dental comprometida.

Indicaciones del producto
· Base bajo restauraciones directas;
·Restauración de preparaciones cavitarias mínimamente invasivas (incluidas pequeñas restauraciones oclusales en infraoclusión);
· Sellador de fosas y fisuras;
· Preparación tipo túnel;
· Reparación de pequeños defectos del esmalte;
· Pegado de fragmentos dentales;
· Reparaciones en resina compuesta;
· Lesiones cervicales no cariosas;
· Confección de ataches para alineadores de ortodoncia.

Precauciones
· Solo para uso odontológico.
· Este producto solo es indicado para utilizar de acuerdo con sus instrucciones de uso.
· Para minimizar el riesgo de irritación, se deben proteger adecuadamente las regiones de la preparación cavitaria muy cercanas a la pared pulpar (por ej.: aplicación de hidróxido de calcio).
· Evite el contacto del composite no fotopolimerizado con la piel, la mucosa o los ojos, ya que puede producir un efecto irritante debido a la presencia de metacrilatos. Se recomienda utilizar todos los Equipos de Protección Individual (EPI) durante la manipulación del producto.
· En caso de entrar en contacto con los ojos, lave con abundante agua y póngase inmediatamente en contacto con un médico.
· Utilice gafas de protección al utilizar fotopolimerizadores.
· Los materiales que contienen peróxido de hidrógeno y eugenol no deben utilizarse en conjunto con este producto, ya que pueden interferir en la polimerización.
· El composite es sensible a la luz, por lo tanto, asegúrese de cerrar correctamente la jeringa tras su uso.
· Las puntas de aplicación son de uso único y deben descartarse una vez usadas. Vuelva a colocar la tapa de la jeringa tras su uso.
· El producto no debe tragarse o aspirarse. En tal caso, solicite atención médica.
· El producto está contraindicado en caso de que no sea posible obtener un campo operatorio seco o si no se puede aplicar la técnica restauradora.

Contraindicaciones
· No utilice el producto si el paciente es alérgico a alguna de las sustancias presentes en la composición. En caso de reacciones alérgicas, discontinúe el uso del producto y, de ser necesario, solicite atención médica.

Efectos colaterales
Este producto contiene monómeros metacrilatos, que pueden causar irritación alérgica en pacientes sensibles a estas sustancias.

Modo de uso
Lea atentamente las Advertencias, Precauciones, Contraindicaciones y posibles Efectos colaterales de este documento antes de utilizar el producto.

Aplicación del producto
1. Aísle el campo operatorio. El aislamiento debe garantizar un campo libre de humedad con buena visibilidad del lugar. De ser necesario, utilice un aislamiento absoluto.
2. Realice la preparación cavitaria de acuerdo con la técnica adhesiva.
3. Realice el acondicionamiento ácido de los tejidos (esmalte y dentina). Posteriormente, lave con abundante agua para eliminar todo el ácido de la superficie y seque el esmalte con suavidad, dejando la dentina húmeda.
4. Aplique el adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Inserción del composite y fotopolimerización*: si se produce un oscurecimiento excesivo debido a la formación de dentina terciaria, manchas por amalgama u otras manchas sin origen definido, es necesario aplicar un composite de tipo opacificante para enmascarar el oscurecimiento del sustrato. Para insertar el composite restaurador, se recomienda la técnica incremental, porque permite obtener un mejor desempeño del material. Aplique el material directamente en la cavidad con la punta de aplicación. Cada capa debe tener hasta 1,5 mm de grosor. Fotopolimerice durante 20 segundos**.
**El composite solo se mimetizará con el color del diente si hay paredes circundantes y después de la polimerización. Durante la inserción, el composite aparenta una mayor opacidad, que no se asemejará al color del diente hasta después de la fotopolimerización.*
6. Para el acabado, utilice discos de lija o fresas de grano fino y, para el pulido, se recomienda utilizar discos de fieltro y pastas de pulido.

Confección de ataches para alineadores de ortodoncia

1. Realice el grabado ácido, restringido a los lugares donde se planificaron los atraches en los respectivos dientes.
2. Aplique el adhesivo sobre las áreas grabadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Inserción del composite: insertar aumentos de Vittra APS Unique Flow en los respectivos nichos de los atraches en el molde.
4. Fotoactivación de los atraches a través del molde: ubique el molde con la resina insertada sobre la arcada del paciente. Fotopolimerice durante 20 segundos**.
5. Elimine los excesos de resina: para el acabado, utilice discos de lija o fresas de grano fino.
6. Prueba del alineador: compruebe la adaptación del alineador, así como también la estabilidad de los atraches después de quitar el molde.

***Considerando un equipo fotopolimerizador con una potencia mínima de 450 mW/cm² y una longitud de onda entre 400 y 500 nm.*

Conservación y almacenamiento

· El producto debe mantenerse en su envase original debidamente cerrado.
· Proteja el producto de la exposición directa a luz solar.
· Mantenga el producto a temperaturas entre 5°C y 30°C/41°F y 86°F.

Observación: Si el producto se almacena en heladera, de preferencia, esperar aproximadamente 15 minutos antes de utilizarlo. El rango de 20°C a 25°C es la mejor temperatura para aplicar el producto.

Fecha de vencimiento

Impresa en el envase del producto.

Advertencias

· Los productos odontológicos deben ser utilizados por personas autorizadas.
· No utilice el producto después de su vencimiento.
· Respete la legislación de su país al descartar el producto.
· Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Este material se fabricó solo para uso odontológico y debe manipularse y almacenarse únicamente según sus instrucciones de uso. El fabricante no es responsable por los daños causados por el uso contrario a las indicaciones, el almacenamiento inadecuado o la manipulación incorrecta. Además, el usuario está obligado a verificar y comprobar, antes de utilizar o aplicar el producto, y bajo su responsabilidad, que este material sea compatible con el uso deseado. Asimismo, se resalta que las descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por lo tanto, no poseen ninguna vinculación.

EN Instructions for Use

Universal chroma flowable light-curing composite

For professional use only

Carefully read the information contained in this document before using the product. Keep this document for later reference, at least until the product is completely consumed or until there is no further interaction between this product and the last patient who will use it.

Product description

Vittra APS Unique Flow is a light-curing composite of low viscosity, with a single shade for all dental shades, suitable for minimally invasive cavity preparations, base/liner and minor repairs. The composite is radiopaque, with a total inorganic filler content of 58% to 62% by weight (56% to 60% by volume) and an average particle size between 1.7 and 1.9 micrometers. It does not contain Bis-GMA or Bis-EMA in its formulation, following the current trend of Bisphenol A (BPA) free products.

The composite has the APS as a photoinitiator system, an acronym for Advanced Polymerization System, which consists of a combination of different photoinitiators that interact with each other, amplifying the curing capacity of the light emitted by the by the light-curing units.

Added to different materials, the system provides several advantages. APS confers great polymerization power, which allows a greater degree of conversion, obtaining superior stability to ambient light and providing longer working time during restorations.

Commercial Availability

Check the presentations available in your country.

1 syringe containing 2 g of the product and 10 applicator tips.

Basic composition

Silanized radiopaque glass particles (50-60%), methacrylic monomers (30-40%), silicon dioxide (5-10%), photoinitiator system (<2%), stabilizers (<2%) and pigments (<1%).

Intended Users

Educated dental professionals who have theoretical and practical knowledge on usage of dental products.

Intended Patient Population

Patients who need to undergo a direct restorative procedure.

Clinical benefit

Restoration of the form and function of the compromised dental structure. In addition to promoting harmony and aesthetic balance of the smile.

Intended use

Restorative materials used for the purpose of treatment, attenuation or compensation of an injury or a deficiency, with the objective of efficiently restoring the form (anatomy), function and aesthetics of the parts of the compromised tooth structure.

Product indications

· Base under direct restorations;
· Restoration of minimally invasive cavity preparations (including small occlusal restorations in infraocclusion);
· Pit and fissure sealant;
· Tunnel-type preparation;
· Repair of small enamel defects;
· Bonding of tooth fragments;
· Composite resin repairs;
· Non-carious cervical lesions;
· Making attachments for orthodontic aligners.

Precautions

· For dental use only.
· This product is intended to be used only in accordance with its instruction for use.
· To minimize the risk of irritation, regions of the cavity preparation very close to the pulp wall must be adequately protected (e.g., application of calcium hydroxide).
· Avoid contact of the uncured composite with the skin, mucosa or eyes, as it can generate an irritating effect due to the presence of methacrylates. The use of all Personal Protective Equipment (PPE) is recommended when handling the product.
· In case of contact with eyes, rinse with plenty of water and contact a physician immediately.
· Wear protective eyewear when using curing agents.
· Materials containing hydrogen peroxide and eugenol must not be used together with this product as they may interfere with curing.
· The composite is light sensitive, so be sure to close the syringe properly after use.
· Applicator tips are for single use and must be discarded after each use. Reposition the syringe cap after use.
· The product must not be swallowed or suctioned. If so, seek medical attention.
· The product is contraindicated if a dry operative field is not obtainable or if the restorative technique cannot be followed.

Contraindications

· Do not use the product if the patient is allergic to any of the substances present in the composition. In case of allergic reactions, discontinue use of the product and, if necessary, seek medical attention.

Side effects

This product contains methacrylate monomers, which may cause allergic irritation in patients sensitive to these substances.

Directions for use

Carefully read the Warnings, Precautions, Contraindications and possible Side effects of this document before using the product.

Product application

1. Isolate the operative field. Isolation must ensure a moisture-free field with good visualization of the location. If necessary, use absolute isolation.
2. Carry out the cavity preparation according to the adhesive technique.
3. Carry out the acid etching (enamel and dentin). Afterwards, wash with plenty of water, removing all the acid from the surface, and dry the enamel gently, leaving the dentin moist.
4. Apply the adhesive according to the manufacturer's instructions.
5. Insertion of the composite and light-curing*: in case there is darkening exacerbated by the formation of tertiary dentin, staining by amalgam or other stains without a defined origin, is necessary to apply an opacifying composite, in order to mask the darkening of the substrate. For the insertion of the restorative composite, the incremental technique is recommended, as it allows for better performance of the material. Apply the material directly into the cavity with the applicator tip. Each layer should be up to 1.5 mm thick. Light cure for 20 seconds**.

**The composite will only mimic the tooth color if there are surrounding walls and after curing. During insertion, the composite appears more opaque, which will only resemble the tooth color after light curing.*

6. For the finishing, use sandpaper discs or fine grit drills, and for polishing it is recommended to use felt discs and polishing pastes.

Making attachments for orthodontic aligners

1. Carry out acid etching, restricted to the locations where attachments were planned, on the respective teeth.
2. Apply adhesive to the etched areas according to the manufacturer's instructions.
3. Insertion of the composite: Vittra APS Unique Flow increments must be inserted in the respective niches of the attachments in the template.
4. Photoactivation of attachments through the template: position the template, with the composite inserted, on the patient's arch. Light cure for 20 seconds**.
5. Remove the excess composite: for finishing, use sandpaper discs or fine grit drills.
6. Aligner test: check the alignment of the aligner, as well as the stability of the attachments, after removing the template.

***Considering light-curing unit with a minimum power of 450 mW/cm² and wavelength between 400 and 500 nm.*

Preservation and storage

· The product must be kept in its original packaging, properly closed.
· Protect the product from direct sunlight.
· Keep the product at temperatures between 5°C and 30°C / 41°F and 86°F.

Note: If the product is stored in a refrigerator, preferably wait about 15 minutes before use. The range from 20°C to 25°C is the best temperature for applying the product.

Expiration date

Printed on the product packaging.

Warnings

· Dental products must only be used by authorized personnel.
· Do not use the product after its expiration.
· Follow the legislation in your country when disposing of the product.
· Keep out of the reach of children.

This material was manufactured for dental use only and must be handled and stored solely in accordance with its instructions for use. The manufacturer is not responsible for any damage caused due to use contrary to the guidelines, improper storage or improper handling. In addition, the user is required to check and verify, before handling and/or applying the product, and under the user's responsibility, whether this material is compatible with the intended use. Furthermore, it is emphasized that data descriptions do not constitute any type of guarantee and, therefore, are not binding.

***PT:** Qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente em que o usuário e/ou paciente está estabelecidos.*
O resumo da segurança e do desempenho clínico está disponível em: ifu.fgm.ind.br/sscp, pesquisando pelo nome do produto.

***ES:** Cualquier incidencia grave que se produzca con el dispositivo deberá ser comunicada al fabricante y a la autoridad competente donde esté establecido el usuario y/o paciente.*
El resumen de seguridad y desempeño clínico está disponible en: ifu.fgm.ind.br/sscp, buscando por nombre del producto.

***EN:** Any serious incident occurring with the device must be reported to the manufacturer and the competente authority where the user and/or patient is established.*
The summary of safety and clinical performance is available at: ifu.fgm.ind.br/sscp, searching by product name.

Legenda de símbolos | Meaning of symbols Leyenda de los símbolos	
	Irritante | Irritant | Irritante
	Data de fabricação | Date of manufacture | Fecha de fabricación
LOT	Número do lote | Batch Number | Número del lote
	Prazo de validade | Shelf life | Fecha de validez
	Limites de temperatura | Temperature limits | Límites de temperatura
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada | Do not use if packaging is damaged | No lo utilice si el empaque está dañado
	Conservar seco | Keep it dry | Consérvelo seco
	Manter afastado da luz solar | Keep protected from sunlight | Manténgalo lejos de la luz solar
	Fabricante | Manufacturer | Fabricante
	Consulte as instruções de utilização | Refer to instructions for use | Consulte las instrucciones de utilización
MD	Dispositivo médico | Producto sanitário | Medical Device
	Não reutilizar | No lo reutilice | Do not reuse

Proibido reprocessar	Requisito brasileiro | Reprocesamiento prohibido: requisito brasileño | Prohibited reprocessing: Brazilian requirement
EC REP	Representante na Comunidade Européia | Representante en la Comunidad Europea | Representative in the European Community | Représentant dans la communauté européenne
CE 2797	Marcação CE para comercialização na Comunidade Europeia | Marca CE para comercialización en la Comunidad Europea | CE Mark for European Community market | Marquage CE pour commercialisation dans la communauté européene

Cod.10005573401 - 2025/04/29

MKT

NOME	**MANUAL VITTRA UNIQUE FLOW APS BR ES EN**		CÓDIGO	1000055733
DIMENSÕES	Aberto: 405 x 110mm	Fechado: 45x 110mm	REVISÃO	01
CARACTERES	Fonte: Swis 721 Cn BT	Tamanho: 6pt		
MATERIAL	Couche 63g			
IMPRESSÃO	1 folha - Frente e Verso			
FACA	Corte reto	CORES	1x3 90% Black Magenta Amarelo	
OBS. (acabamento fechamento etc.)	 Dobra sanfonada			
DATA	29/04/2025			

PÁGINA ESPECIFICAÇÃO

*** NÃO IMPRIMIR**