FGM

Vittra APS

CE 2797

BR | ES | EN | FR | FI | SV | NO

PROFISSIONAL
PROFESIONAL

DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Distrito Industrial - 89219-501 - Joinville - SC - Brasil / Brazil. CNPJ / Tax ID: 05.106.945/0001-06 INDÚSTRIA BRASILEIRA / BRAZILIAN INDUSTRY - Responsável Técnico / Technical Authority: Friedrich Georg Mittelstädt CRQ: 13100147 - SC ANVISA nº 80172310080 - Marca / Brand: FGM® / Fabricado no Brasil / Made in Brazil

EC REP NUNO FLORES - Al. Bonifacio Lazaro Lozano, 3 – Piso 0 – C 2780-125 Oeiras / Portugal · Tel: (351) 21 4439292 · ec.rep@fgm.ind.br

Rx Only

Serviço ao profissional {Brasil} 0800 644 6100
Technical support {Europe} Servicio al profesional {Americas} +55 47 3441 6100
Customer Service {USA} 1 888 827 7478 | cs@fgm.ind.br
www.fgm.ind.br | www.fgm-usa.com | fgm@fgm.ind.br
www.fgm.ind.br/ifu

BR Instruções de uso

Resina composta fotopolimerizável

Somente para uso profissional

Leia cuidadosamente as informações contidas neste documento antes de utilizar o produto. Mantenha este documento para posterior consulta pelo menos até o total consumo do produto ou até não haver mais interação entre este produto e o último paciente que o utilizou.

Descrição do produto

VITTRA APS é um compósito fotopolimerizável de alta estética recomendado para restaurações de todas as classes, em dentes anteriores e posteriores. O compósito é radiopaco, possui partículas compostas por esferas de um complexo de zircônia com tamanho médio de 200 nanometros, com conteúdo total de carga inorgânica de 72% a 82% em peso (52% a 60% em volume). Estas características contribuem para ambas características mecânicas e estéticas, especialmente evidenciadas pela facilidade de obtenção de alto nível de polimento duradouro. VITTRA APS não apresenta Bis-GMA nem Bis-EMA em sua formulação, seguindo a tendência atual de produtos livres de Bisphenol A (BPA).
APS é o acrônimo para Advanced Polymerization System (Sistema de Polimerização Avançado), e consiste em uma combinação de diferentes fotoiniciadores que interagem entre si amplificando a capacidade de cura da luz emitida pelos fotopolimerizadores. Adicionado a diferentes materiais, o sistema provê diferentes vantagens.
No caso da VITTRA APS, o APS oferece como principal benefício a redução ou eliminação da variação de cor e opacidade* antes/após a fotopolimerização, o que aumenta a previsibilidade do resultado. Outro fator é que, mesmo com pequena concentração de canforoquinona, o APS confere grande poder de polimerização permitindo maior grau de conversão. O APS também permite ao produto obter superior estabilidade a luz ambiente, provendo maior tempo de trabalho durante as restaurações.
Aliando grande resistência mecânica à excelentes características estéticas, VITTRA APS possibilita criar restaurações com grande naturalidade que se integram perfeitamente ao sorriso.
* Variação invisível a olho nu.

Composição básica

Ingredientes ativos: mistura de monômeros metacrilatos, composição fotoiniciadora (APS), co-iniciadores, estabilizadores e silano.
Ingredientes Inativos: partículas de carga de zircônia, sílica e pigmentos.

Apresentação

Verifique as apresentações disponíveis em seu país.

Refill:

Seringa com 4g: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E- Bleach.
Seringa com 2g: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.
Kit Essential: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N + Ambar APS + Condac 37.
Kit Bleach: DA0, DA1, VH, E-Bleach, Trans OPL + Ambar APS + Condac 37 + Diamond Excel.
Cápsulas: embalagem contendo 20 cápsulas com 0,2g cada.

Indicações do produto

O compósito é indicado para uso em dentes permanentes e decíduos:
· Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV, V e VI);
· Facetas diretas com compósitos;
· Cimentação de fragmentos dentários;
· Construção de núcleos;
· Esplintagem de dentes;
· Fechamento ou redução de diastemas;
· Modificação do formato do dente (ex: dentes conóides);
· Reparos em porcelana ou compósito;
· Restaurações indiretas como inlays, onlays e facetas.

Tabela 1: Disponibilidade de cores, quantidade, translucidez e tempo de polimerização.

Categoria	Cores	Quantidade	Tempo da polimerização*	Translucidez (%)
Dentina	DA0 DA1 DA2 DA3 DA3,5 DA4 DA5	2 g 4 g 4 g 4 g 4 g 2 g 2 g	40 s	45 - 50
Esmalte	EA1 EA2 EA3 EB1 E-Bleach	4 g	20 s	55 - 60
Efeito Translúcidas	Trans OPL Trans N	2 g	20s	72 - 76 80 - 84
Valor	VM VH	2 g	20s	72 - 79

Considerando equipamento fotopolimerizador com potência de 700mW/cm² e comprimento de onda de 400 a 500nm.

Tipo de luz	Intensidade (mW/cm²)	Categoria	Tempo de polimerização (segundos)	Profundidade do incremento (mm)[1]
LED	1400	Efeito Translúcidas /Valor	5	1,6
		Esmalte	10	1,8
		Dentina	15	1,6
	1200	Efeito Translúcidas /Valor	20	2,7
		Esmalte	20	2,1
		Dentina	40	2,2
	700	Efeito Translúcidas /Valor	20	2,4
		Esmalte	30	1,8
		Dentina	40	1,5

[1] A profundidade do incremento foi determinada com base nos resultados realizados de acordo com a ISO 4049, onde o valor real foi dividido por 2.

Precauções e contraindicações

· Este produto é indicado para ser utilizado somente de acordo com o seu manual de instruções;
· Não utilize o produto se o paciente for alérgico a alguma das substâncias presentes na composição. Em caso de reações alérgicas, descontinue o uso do produto e, se necessário, procure atendimento médico;
· Evite o contato da resina não fotopolimerizada com a pele, mucosa ou olhos pois ela pode gerar efeito irritante devido a presença de metacrilatos. É recomendado o uso de todos os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) durante a manipulação do produto;
· Evite o uso de materiais contendo eugenol, como materiais forradores ou restauradores provisórios, pois eles podem prejudicar a devida cura da resina;
· Quando da restauração de grandes cavidades, materiais de forramento (como hidróxido de cálcio) devem ser utilizados na parede pulpar;
· O compósito é sensível à luz, portanto certifique-se de fechar a seringa devidamente após o uso. O incremento de resina deve ser utilizado logo após sua retirada do tubo;
· Utilize óculos de proteção quando do uso de fotopolimerizadores;
· O produto não deve ser engolido ou aspirado. Caso seja, procure atendimento médico;
· O produto é contraindicado se um campo operatório seco não for possível de obter ou se a técnica restauradora não puder ser seguida.

Efeitos colaterais

Este produto contém monômeros metacrilatos que podem causar irritação alérgica em pacientes sensíveis a estas substâncias.

Instruções de uso

Leia atentamente as Advertências, Precauções e Contra-indicações e possíveis Efeitos colaterais deste manual previamente a utilização do produto.

Registro da cor

· Antes de registrar a cor do dente a ser restaurado, este deve estar limpo e hidratado, ainda sem isolamento. Profilaxia é recomendada para esta etapa.
· As escalas de cores VITA Classical ou VITTRA APS devem ser utilizadas para o registro da cor

Aplicação do produto

1. Isole o campo operatório. O isolamento deve garantir um campo livre de umidade com boa visualização do local. Se necessário, utilizar isolamento absoluto.
2. Faça o preparo cavitário de acordo com a técnica adesiva.
3. Faça o condicionamento ácido dos tecidos (esmalte e dentina) com condicionante ácido durante 15s. Posteriormente, lave com água em abundância removendo todo o ácido da superfície e seque o esmalte gentilmente, deixando a dentina úmida.
4. Aplique o adesivo de acordo com as instruções do fabricante.
5. Inserção do compósito e fotopolimerização: a técnica incremental é recomendada porque permite melhor performance do material. Incrementos de até 1,5 mm devem ser inseridos, conformados e fotopolimerizados (pelo tempo recomendado para cada cor específica) na cavidade.
6. Preencha a cavidade em incrementos até concluir a restauração.
7. Um agente bloqueador de oxigênio pode ser utilizado na camada mais superficial da restauração (último incremento) objetivando isolar a resina do ar, permitindo completa cura da resina e ampliando capacidade de brilho.
8. Para o acabamento utilize discos de lixa Diamond Pro (FGM) ou brocas de granulação fina, e para o polimento é recomendado o uso de discos de feltro Diamond Flex (FGM) e pastas de polimento Diamond Excel (FGM).

Nota: a checagem da oclusão é extremamente importante. Restaurações em supra-oclusão causam estresse excessivo no dente e na restauração o qual pode levar a dor. Não deixe as restaurações em infra-oclusão.

Cápsula monodose:

1. Insira a cápsula dentro do Sistema de seringa adequadamente de maneira que esta fique pronta para uso.
2. Remova a tampa da cápsula e aplique o compósito na cavidade através de pressão manual na seringa/pistola aplicadora.
3. Após realizar a restauração (de forma incremental), descarte a cápsula.

Conservação e armazenamento

· O produto deve ser mantido em sua embalagem original devidamente fechado;
· Proteja o produto da exposição direta à luz solar;
· Mantenha o produto em temperaturas entre 5°C e 30°C / 41°F e 86°F;
· Não congele o produto.

Advertências

· Produtos odontológicos devem ser utilizados apenas por pessoas autorizadas;
· Não utilize o produto após seu vencimento;
· Siga a legislação de seu país ao descartar o produto;
· Mantenha fora do alcance de crianças.

Este material foi manufaturado para uso odontológico exclusivo e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causado por uso ou manipulação indevida do produto. O usuário é obrigado a comprovar (antes do uso do produto e sob sua responsabilidade) que o produto é compatível com o uso pretendido, especialmente quando este uso não está indicado nas instruções de uso. Descrição de dados não constitui qualquer tipo de garantia e, portanto, não é vinculativa.

ES Instrucciones de uso

Resina compuesta fotocurable

Solamente uso profesional

Lea atentamente los informes contenidos en este documento antes de utilizar al producto. Mantenga este documento para eventual consulta por lo menos hasta el total consumo del producto o hasta que no haya más interacción entre el producto y el paciente que lo utilizó.

Descripción del producto

VITTRA APS es un composite fotocurable de alta estética recomendable para restauraciones de todas las clases, en dientes anteriores y posteriores. El composite es radiopaco, posee partículas compuestas por esferas de un complejo de zirconio de tamaño medio de 200 nanómetros, con un contenido total de carga inorgánica de 72% a 82% en peso (52% a 60% en volumen). Estas características contribuyen a ambas características mecánicas y estéticas, especialmente evidenciadas por la facilidad de obtención de alto nivel de pulido duradero. VITTRA APS no presenta Bis-GMA ni Bis-EMA en su formulación, siguiendo la tendencia actual de productos libres de Bisphenol A (BPA).
APS es el acrónimo para Advanced Polymerization System (Sistema de Polimerización Avanzada), y consiste en una combinación de diferentes fotoiniciadores que interactúan entre sí amplificando la capacidad de curado de la luz emitida por los aparatos de fotocurado. Añadido a diferentes materiales, el sistema proporciona diferentes ventajas.
En el caso de VITTRA APS, el APS ofrece como principal beneficio la reducción o eliminación de la variación de color y opacidad * antes / después del fotocurado, lo que aumenta la previsibilidad del resultado. Otro factor es que, incluso con pequeña concentración de canforquinona, el APS confiere gran poder de polimerización permitiendo un mayor grado de conversión. El APS también permite al producto obtener mayor estabilidad a la luz ambiente, proporcionando mayor tiempo de trabajo durante las restauraciones.
Al igual que gran resistencia mecánica a las excelentes características estéticas, VITTRA APS permite crear restauraciones con gran naturalidad que se integran perfectamente a la sonrisa.
* Variación invisible a simple vista.

Composición básica

Ingredientes activos: mezcla de monómeros metacrilatos, composición fotoiniciadora (APS), co-iniciadores, estabilizadores y silano.
Ingredientes inactivos: partículas de carga de zirconio, sílice y pigmentos.

Presentación

Consulte las presentaciones disponibles en su país.

Repuesto:

Jeringa con 4g: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB 1, E-Bleach.
Jeringa con 2 g: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.
Kit Essential: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N + Ambar APS + Condac 37
Kit Bleach: DA0, DA1, VH, E-Bleach, Trans OPL + Ambar APS Condac + Condac 37 + Diamond Excel.
Cápsulas: empaque conteniendo 20 cápsulas con 0,2g cada uno.

Indicaciones del producto

El composite está indicado para su uso en dientes permanentes y deciduos:
· Restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores (Clases I, II, III, IV, V y VI);
· Carillas directas con composite;
· Cementación de fragmentos dentales;
· Construcción de núcleos;
· Esplintaje de dientes;
· Cierre o reducción de diastemas;
· Modificación del formato del diente (ej: dientes conoides);
· Reparaciones en porcelana o composite;
· Restauraciones indirectas como inlays, onlays y carillas.

Tabla 1: Disponibilidad de colores, cantidad por jeringa, tiempo de fotocurado y translucidez

Categoría	Colores	Cantidad	Tiempo de fotocurado*	Translucidez (%)
Dentina	DA0 DA1 DA2 DA3 DA3,5 DA4 DA5	2 g 4 g 4 g 4 g 4 g 2 g 2 g	40 s	45 - 50
Esmalte	EA1 EA2 EA3 EB1 E-Bleach	4 g	20 s	55 - 60
Efecto Translúcidas	Trans OPL Trans N	2 g	20s	72 - 76 80 - 84
Valor	VM VH	2 g	20s	72 - 79

Considerando aparato de fotocurado con potencia de 700mW/cm² y largo de onda de 400 a 500nm.

Tipo de luz	Intensidad (mW/cm²)	Categoría	Tiempo de curado (segundos)	Profundidad de incremento (mm)[1]
LED	1400	Efecto Translúcidas /Valor	5	1,6
		Esmalte	10	1,8
		Dentina	15	1,6
	1200	Efecto Translúcidas /Valor	20	2,7
		Esmalte	20	2,1
		Dentina	40	2,2
	700	Efecto Translúcidas /Valor	20	2,4
		Esmalte	30	1,8
		Dentina	40	1,5

[1] La profundidad de incremento se ha determinado sobre las base de los resultados de las pruebas realizadas de acuerdo con ISO 4049, donde el valor real se dividió entre 2.

Precauciones y contraindicaciones

· Este producto está indicado para ser utilizado solamente de acuerdo con su manual de instrucciones;
· No utilice el producto si el paciente es alérgico a alguna de las sustancias presentes en la composición. En caso de reacciones alérgicas, descontinúe el uso del producto y, si es necesario, busque atención médica;
· Evite el contacto de la resina no fotocurada con la piel, mucosa u ojos, ya que puede generar un efecto irritante debido a la presencia de metacrilatos. Se recomienda el uso de todos los Equipos de Protección Individual (EPI) durante la manipulación del producto;
· Evite el uso de materiales que contengan eugenol, como materiales recubiertos o restauradores provisionales, ya que pueden perjudicar la debida cura de la resina;
· Cuando la restauración de grandes cavidades, materiales de forraje (como hidróxido de calcio) deben ser utilizados en la pared pulpar;
· El composite es sensible a la luz, por lo que asegúrese de cerrar la jeringa debidamente después del uso. El incremento de resina debe ser utilizado poco después de su retirada del tubo;
· Utilice gafas de protección cuando utilice el aparato de fotocurado;
· El producto no debe ser tragado ni aspirado. Si es así, busque atención médica;
· El producto está contraindicado si un campo de funcionamiento seco no es posible de obtener o si la técnica restauradora no se puede seguir.

Efectos colaterales

Este producto contiene monómeros metacrilatos que pueden causar irritación alérgica en pacientes sensibles a estas sustancias.

Instrucciones de uso

Lea atentamente las Advertencias, Precauciones y Contraindicaciones y posibles Efectos colaterales de este manual antes de la utilización del producto.

Registro del color

· Antes de registrar el color del diente a ser restaurado, éste debe estar limpio e hidratado, aún sin aislamiento. La profilaxis se recomienda para este paso.
· Las escalas de color VITA Classical o VITTRA APS deben utilizarse para el registro del color.

Aplicación del producto

1. Aísle el campo operatorio. El aislamiento debe garantizar un campo libre de humedad con buena visualización del lugar. Si es necesario, utilizar un aislamiento absoluto.
2. Haga la preparación cavitaria de acuerdo con la técnica adhesiva.
3. Haga el grabado ácido de los tejidos (esmalte y dentina) con grabador ácido durante 15s. Posteriormente, lave con agua en abundancia removiendo todo el ácido de la superficie y seque el esmalte gentilmente, dejando la dentina húmeda.
4. Aplique el adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Inserción del composite y fotocurado: la técnica incremental es recomendada porque permite un mejor desempeño del material. Los incrementos de hasta 1,5 mm deben ser insertados, conformados y fotocurados (por el tiempo recomendado para cada color específico) en la cavidad.
6. Rellene la cavidad en incrementos hasta completar la restauración.
7. Un agente bloqueador de oxígeno puede ser utilizado en la camada más superficial de la restauración (último incremento) objetivando aislar la resina del aire, permitiendo completamente la cura de la resina y ampliando capacidad de brillo.
8. Para el acabado utilice discos de lija Diamond Pro (FGM) o fresas de granulación fina, y para el pulido se recomienda el uso de discos de fieltro Diamond Flex (FGM) y pastas de pulido Diamond Excel (FGM).

Nota: el chequeo de la oclusión es extremadamente importante. Las restauraciones en supraoclusión causan estrés excesivo en el diente y en la restauración que puede llevar el dolor. No deje las restauraciones en infra-oclusión.

Cápsula monodosis:

1. Inserte la cápsula dentro del sistema de jeringa adecuadamente de manera que esté lista para su uso.
2. Quite la tapa de la cápsula y aplique el composite en la cavidad a presión manual en la jeringa / pistola de aplicación.
3. Después de realizar la restauración (de forma incremental), deseche la cápsula.

Conservación y almacenamiento

· El producto debe ser mantenido en su empaque original debidamente cerrado;
· Proteja el producto de la exposición directa a la luz solar;
· Mantenga el producto en temperaturas entre 5°C y 30°C / 41°F y 86°F;
· No congeles el producto.

Advertencias

· Productos odontológicos deben ser utilizados solamente por personas autorizadas;
· No utilice el producto con su fecha de validez vencida;
· Siga la legislación de su país al desechar el producto;
· Mantenga fuera del alcance de los niños.

Este material fue manufacturado para uso odontológico exclusivo y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza por cualquier daño causado por uso o manipulación indebida del producto. El usuario es obligado a comprobar (antes del uso del producto y bajo su responsabilidad) que el producto es compatible con el uso pretendido, especialmente cuando su uso no este indicado en las instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituye cualquier tipo de garantía y, por lo tanto, no poseen cualquier vinculación.

EN Instructions manual

Light-cure composite resin

Professional use only

Read all the information in this manual carefully. Save it for later reference, at least, until the product is finished and/or until there is no more interaction between the product and its last patient.

Product description

Vittra APS is a highly aesthetic light-cure composite resin recommended for restorations of all classes in anterior and posterior teeth. The composite is radiopaque; its loading particles are composed by spheres of a zirconia complex with average load particle size of 200nm, with total inorganic load of 72% to 82% in weight (52% to 60% in volume). Those characteristics contribute to enhance both mechanical and aesthetic properties, especially evidenced by how easy it is to obtain proper polishing and by the long-lasting surface shine. Vittra APS' formula is free of Bis-GMA and Bis-EMA, following the present trend of products free of Bisphenol A (BPA).
APS is the acronym for Advanced Polymerization System, and it consists of a combination of different photoinitiators that interact among each other amplifying the curing capacity of light emitted from light-curing units. Added to different materials, the system provides different advantages.
In the case of Vittra APS, APS adds, as a main benefit, the reduction or elimination of visual shade and opacity alteration before/after light curing, which enhances the predictability of the result. Another factor is that, although there is very little concentration of camphorquinone - that has a yellowish aspect – APS has great power of polymerization allowing greater degree of conversion. The APS system is activated by any type of light-curing unit available on the market, even those with less power or narrow range of wavelength.
The APS (Advanced Polymerization System) light-cure system, present in the composite, allows polymerization with no visually noticeable change in color and opacity once cured and longer working time under ambient light.
The APS system allows materials to have superior stability to ambient light, provides longer working time to light-sensitive materials and enables minimum* shade/opacity variation to light-cured resin materials, which provides more predictability to esthetic restorations.
* Color change not visible to the naked human eye.
The range of shades and opacity options allow for success in the stratification technique, which, along with the other characteristics, offers maximum aesthetic performance and great mimetics of natural teeth. Vittra APS gathers unique features in a single product, providing amazing results.

Basic composition

Active ingredients: methacrylate monomers mixture, photoinitiating composition (APS), co-initiators, stabilizer and silane.
Inactive ingredients: load particles of zirconia, silica and pigments.

Presentation

Check product availability in your country.

Refill:

Syringe with 4g: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E- Bleach.
Syringe with 2g: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.
Essential kit: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N + Ambar APS + Condac 37.
Bleach kit: DA0, DA1, VH, E-Bleach, Trans OPL + Ambar APS + Condac 37 + Diamond Excel.
Caps: package containing 20 caps with 0,2g each.

Product indication

The composite is suitable for use in permanent and primary teeth:
· Direct restorations in anterior and posterior teeth (I, II, III, IV, V e VI);
· Direct veneers with composites;
· Cementation of tooth fragments;
· Core build-ups;
· Teeth splinting;
· Diastema closing or reduction;
· Modification of tooth shape (e.g.: conoid teeth);
· Porcelain/composite repairs;
· Indirect restorations such as inlays, onlays and veneers.

Table 1: Shades availability, content, light-curing time and translucency.

Category	Shades	Quantity	Light-curing time*	Translucence (%)
Dentin	DA0 DA1 DA2 DA3 DA3,5 DA4 DA5	2 g 4 g 4 g 4 g 4 g 2 g 2 g	40 s	45 - 50
Enamel	EA1 EA2 EA3 EB1 E-Bleach	4 g	20 s	55 - 60
Effect Translucence	Trans OPL Trans N	2 g	20s	72 - 76 80 - 84
Value	VM VH	2 g	20s	72 - 79

Considering light-curing unit with power of 700mW/cm² and wavelength of 400 to 500nm.

Light type	Intensity (mW/cm²)	Category	Curing time (seconds)	Increment depth (mm)[1]
LED	1400	Effect Translucent/ Value	5	1,6
		Enamel	10	1,8
		Dentin	15	1,6
	1200	Effect Translucent/ Value	20	2,7
		Enamel	20	2,1
		Dentin	40	2,2
	700	Effect Translucent/ Value	20	2,4
		Enamel	30	1,8
		Dentin	40	1,5

[1] Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with ISO 4049, where the actual value was divided by 2.

Precautions and contraindications

This product is intended to be used only according to this instructions manual;
Do not use the product if the patient is allergic to any of the substances present in the composition. In case of allergic reactions, discontinue the use of the product and, if needed, seek medical attention;
Avoid the contact of uncured resin with the skin, mucosa and eyes because it may present an irritating effect due to the presence of methacrylates. It is recommended to wear all the Personal Protection Equipment (PPE) while using the product;
Avoid the use of eugenol containing materials, such as liners or temporary restoratives, as they hinder proper light curing of the product;
When restoring deep cavities, lining material (such as calcium hydroxide) must be used on the pulp wall;
The composite is sensitive to light, so make sure to keep the syringe properly closed when not in use. The resin content should be used right after being extruded from the syringe.; Use protective goggles when light curing the composite;
The product must not be swallowed or aspirated. If so, seek medical attention;
The product is contraindicated when a dry field cannot be stablished or proper technique cannot be followed;

Side effects

The product contains methacrylate monomers that can cause irritation or light allergic reactions in patients that are sensitive to those substances.

Instructions for use

Before starting the treatment read carefully the Warnings, Precautions, Contraindications and possible Side Effects.

Shade taking:

-Before taking the shade of the composite that is compatible to the natural teeth, perform dental prophylaxis. The teeth should be clean and hydrated, without isolation, since dehydration can alter the shade.
-For shade registration, VITA Classical or VITTRA APS shade guides must be used.

Product application:

1. Isolate the operatory field. Isolation should guarantee an operatory field free from humidity, clean and visible during the entire procedure. If necessary, use total dam isolation;
2. Prepare the area for direct adhesive restorations;
3. Acid etch the tissues (enamel and dentin) with acid etchant for 15 seconds. Afterwards, wash then with abundant water, remove all the acid from the surface and dry the enamel gently, leaving the moist.
4. Apply the adhesive system in accordance with the manufacturer's recommendations;
5. Composite insertion and light curing: the incremental technique is recommended because it allows better performance of the material. Increments of up to 1.5 mm should be placed, shaped and light cured (during the time recommended for each specific shade) on the cavity or surface preparation;
6. Fill the cavity in increments until the restoration is concluded;
7. An oxygen blocking agent can be used on the most superficial layer of the restoration before the last light-curing procedure aiming to isolate the resin from ambient air, to allow complete cure of the resin and amplified shine capacity.
8. For finishing, use sandpaper disks Diamond Pro (FGM) or fine grit burrs, and for polishing, it is recommended to use felt disks Diamond Flex (FGM) and polishing paste Diamond Excel (FGM).

Note: Checking occlusion is an extremely important procedure. Restorations in supra-occlusion cause excessive stress in the tooth and the restoration, which might cause pain. Do not leave them in infra-occlusion.

Single dose capsule:

1. Insert the capsule into the syringe system properly, so that the capsule is ready for use.
2. Remove the cover from the capsule and dispense the composite into the cavity by applying hand pressure to the gun/syringe.
3. After completing the restoration, discard the capsule.

Conservation and storage

· The product should remain in its original packaging and be kept tightly closed.
· Protect from direct sunlight.
· Store at temperatures between 5°C to 30°C / 41°F to 86°F.
· Do not freeze.

Warnings

Dental products should be used by authorized professionals only;
Do not use the product after its expiration date;
Follow your country's legislation when disposing the product;
Keep out of the reach of children.

This material was manufactured for dental use only and must be used according to the instructions for use. The manufacturer is not responsible for damages caused by misuse or incorrect manipulation. Additionally, the user is obligated to prove, before the use and under his/her responsibility, if this material is compatible with the desirable application, mainly in cases in which such application is not indicated in this manual. Data description do not constitute any type of warranty and, for this reason, are not binding.

FR Instructions d'utilisation

Résine composite photopolymérisable

Seulement pour usage professionnel

Lisez attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel d'instruction avant d'utiliser le produit. Conservez-le, au moins jusqu'à ce que le produit soit entièrement utilisé ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'interaction du produit avec votre dernier patient.

Description du Produit

Vittra APS est une résine composite photopolymérisable hautement esthétique recommandée pour les restaurations de toutes les classes sur des dents antérieures et postérieures.
Le composite est radio-opaque, ses particules de charge sont composées de sphères d'un complexe de zircone avec une taille de particule moyenne de 200nm, avec une charge inorganique totale de 72% à 82% en poids (52% à 60% en volume).
Ces caractéristiques contribuent à améliorer à la fois les propriétés mécaniques et esthétiques, comme cela est mis en évidence par la facilité avec laquelle on obtient un polissage approprié et une surface brillante de longue durée.
La formule de Vittra APS est exempte de Bis-GMA et de Bis-EMA, suivant ainsi la tendance actuelle des produits sans Bisphénol A (BPA).
APS est l'acronyme pour Système de Polymérisation Avancé, et il consiste en une combinaison de différents photo-initiateurs qui interagissent entre eux en amplifiant la capacité de réticulation de la lumière émise des unités de photopolymérisation. Ajouté à différents matériaux, le système fournit différents avantages.
Dans le cas de Vittra APS, l'APS ajoute comme avantage principal la réduction ou l'élimination de la modification de la teinte et l'altération de l'opacité avant/après la photopolymérisation, ce qui améliore la prévisibilité du résultat. Un autre facteur est que, même s'il y a une très faible concentration de camphoquinone - qui a un aspect jaunâtre - l'APS possède un grand pouvoir de polymérisation permettant un plus haut degré de conversion. Le système APS est activé par tout type d'unité de photopolymérisation disponible sur le marché, même celles moins de puissance ou ayant une gamme de longueurs d'onde étroite.
Le système de photopolymérisation APS (Système de Polymérisation Avancé), présent dans le composite, permet une polymérisation sans changement de couleur et d'opacité visuellement perceptible et un temps de travail plus long à la lumière ambiante.
Le système APS permet aux matériaux d'avoir une stabilité supérieure à la lumière ambiante, offre un temps de travail plus long aux matériaux sensibles à la lumière et permet aussi une variation de teinte/d'opacité minimale* après la photopolymérisation des matériaux résineux, qui fournit une plus grande prévisibilité durant des restaurations esthétiques.
* Changement de couleur en dessous du seuil de visibilité à l'œil nu.
La gamme de nuances et les options d'opacité permettent de réussir la technique de stratification, qui, avec les autres caractéristiques, offre des performances esthétiques maximales et un grand mimétisme avec les dents naturelles. Vittra APS rassemble des caractéristiques uniques dans un seul produit, ce qui donne des résultats remarquables.

Composition de base

Ingredients actifs: mélange de monomères de méthacrylate, composition photo-initiatrice (APS), co-initiateurs, stabilisant et silane.
Ingredients inactifs: particules de charge de zircone, silice et pigments.

Présentation

Vérifiez les les présentations disponibles dans votre pays.

Recharge:

Seringue avec 4g:
DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E-Bleach.
Seringue avec 2g:
DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.
Kit essentiel: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N + Ambar APS + Condac 37.
Bleach kit: DA0, DA1, VH, E-Bleach, Trans OPL + Ambar APS + Condac 37 + Diamond Excel.
Capsules: emballage contenant 20 capsules avec 0,2g chacune.

Indication du Produit

Le composite convient aux dents permanentes et primaires:
· Restaurations directes sur les dents antérieures et postérieures (I, II, III, IV, V e VI);
· Facettes directes avec des composites;
· La cémentation de fragments de dents;
· Faux-moignons;
· Attelle dentaire;
· Fermeture ou réduction du diastème;
· Modification de la forme des dents (ex.: Dents conoïdes);
· Réparations de porcelaine/composite;
· Restaurations indirectes telles que les inlays, les onlays et les facettes.

Tableau 1: Disponibilité des tonalités, de contenu, de temps de photopolymérisation et de translucidité.

Catégorie	Tons	Quantité	Temps de photo-polymérisation *	Translucidité (%)
Dentine	DA0 DA1 DA2 DA3 DA3,5 DA4 DA5	2 g 4 g 4 g 4 g 4 g 2 g 2 g	40 s	45 - 50
Émail	EA1 EA2 EA3 EB1 E-Bleach	4 g	20 s	55 - 60
Effet de translucidité	Trans OPL Trans N	2 g	20s	72 - 76 80 - 84
Valeur	VM VH	2 g	20s	72 - 79

**** Considérant une unité de photopolymérisation de 700 mW/cm2 et une longueur d'onde de 400 à 500 μm***

Type de lampe	Intensité (mW/cm2)	Catégorie	Temps d'exposition (secondes)	Profondeur de l'incrément (mm)[1]
DEL	1400	Effet de translucidité/Valeur	5	1,6
		Émail	10	1,8
		Dentine	15	1,6
	1200	Effet de translucidité/Valeur	20	2,7
		Émail	20	2,1
		Dentine	40	2,2
	700	Effet de translucidité/Valeur	20	2,4
		Émail	30	1,8
		Dentine	40	1,5

[1] La profondeur de l'incrément a été déterminée en se basant sur des résultats d'essais réalisés conformément à la norme ISO 4049, Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with ISO 4049, où la valeur réelle a été divisée par 2.

Précautions et Contre-indications

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement selon ce manuel d'instructions;
N'utilisez pas le produit si le patient est allergique à l'une des substances présentes dans la composition.
En cas de réactions allergiques, arrêtez d'utiliser le produit et, si nécessaire, consultez un médecin;
Eviter le contact de la résine non durcie avec la peau, les muqueuses et les yeux car elle peut présenter un effet irritant du fait de la présence de méthacrylates.
Il est recommandé de porter tout l'Équipement de Protection Individuel (EPI) lors de la manipulation du produit;
Évitez d'utiliser des matériaux contenant de l'eugénol, tels que des revêtements ou des produits de restauration temporaires, car ils empêchent la photopolymérisation du produit;
Lors de la restauration de cavités profondes, un matériau de revêtement (tel que l'hydroxyde de calcium) doit être utilisé sur la paroi de la pulpe;
Le composite est sensible à la lumière, donc assurez-vous de conserver la seringue correctement fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Le contenu de résine doit être utilisé juste après avoir été extrudé de la seringue;
Utilisez des lunettes de protection lors de la photopolymérisation du composite;
Le produit ne doit pas être avalé ou aspiré.
Si c'est le cas, consultez un médecin;
-Le produit est contre-indiqué quand un champ sec ne peut pas être stabilisé ou quand une technique appropriée ne peut être appliquée;

Effets secondaires

Le produit contient des monomères de méthacrylate qui peuvent provoquer des irritations ou de légères réactions allergiques chez des patients sensibles à ces substances.

Instructions d'utilisation

Avant de débuter le traitement lisez attentivement les Avertissements, Précautions, Contre-Indications et possibles Effects Secondaires.

Prise de teinte :

· Avant de prendre la teinte du composite qui est compatible avec les dents naturelles, effectuez une prophylaxie dentaire. Les dents doivent être propres et hydratées, sans isolation, car la déshydratation peut altérer la teinte.
· Les échelles de couleurs VITA Classical ou Vittra APS doivent être utilisées pour l'enregistrement des couleurs.

Application du produit:

1. Isolez le champ opératoire. L'isolation doit garantir un champ opératoire exempt d'humidité, propre et visible durant toute la procédure. Si nécessaire, utiliser l'isolation par digue totale;
2. Préparez la zone pour des restaurations adhésives directes;
3. Mordancez à l'acide les tissus (émail et dentine) avec l'etching pendant 15 secondes. Ensuite, lavez abondamment à l'eau en éliminant tout l'acide de la

surface et sèchez délicatement l'émail, en laissant la dentine humide.
4. Appliquez le système adhésif selon les recommandations du fabricant.
5. Insertion composite et photopolymérisation: la technique incrémentale est recommandée car elle permet une meilleure performance du matériau. Des incréments allant jusqu'à 1,5 mm doivent être placés, façonnés et photopolymérisés (pendant le laps de temps recommandé pour chaque teinte spécifique) sur la préparation de la cavité ou de la surface;
6. Remplissez la cavité par incréments jusqu'à ce que la restauration soit terminée;
7. Un agent bloquant d'oxygène peut être utilisé sur la couche la plus superficielle de la restauration avant la dernière procédure de photopolymérisation visant à sceller la résine de l'air ambiant, en permettant ainsi un durcissement complet de la résine et en améliorant la dureté de surface.
8. Pour la finition, utilisez des disques de papier abrasif Diamond Pro (FGM) ou des meules à grain fin, et pour le polissage Diamond Pro Excel (FGM) et des pâtes de polissage Diamond Excel (FGM).

Capsule à dose unique:
1. Insérez la capsule dans le système d'injection de la seringue de sorte que la capsule soit prête à être utilisée.
2. Retirez le couvercle de la capsule et injectez le composite dans la cavité en appliquant une pression manuelle sur le piston/la seringue.
3. Après avoir effectué la restauration, jetez la capsule.

Remarque: vérifiez les contacts d'occlusion avant de commencer la procédure. La restauration en condition de supra-occlusion peut entrainer une douleur et soumettre le matériau de restauration à des défauts.

Conservation et Stockage
• Le produit doit rester dans son emballage d'origine et être conservé hermétiquement fermé.
• Protégez des rayons directs du soleil.
• Stocker à des températures comprises entre 5°C et 30°C / 41°F et 86°F
• Ne pas congeler le produit.

Précautions
Les produits destinaires ne doivent être utilisés que par des professionnels autorisés;
N'utilisez pas le produit après sa date de péremption;
Pour éliminer le produit, respectez les lois de votre pays;
Conservez hors de portée des enfants.

Ce matériau a été fabriqué exclusivement pour utilisation dentaire et doit être manipulé selon les instructions. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts causés par une autre utilisation ou une manipulation incorrecte. De plus, l'utilisateur est tenu de tester, avant l'utilisation et sous sa responsabilité, si ce matériel est compatible avec l'utilisation souhaitée, principalement dans les cas où une telle utilisation n'est pas indiquée dans ce manuel. La description des produits ne constitue aucun type de garantie et, pour cette raison, n'est pas contraignante.

FI Object

Valokovettuvien yhdistelmämuovi

Vain ammattilaiskäyttöön
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Pidä käyttöohje tallessa myöhempää tarvetta varten, ainakin silloin asti kunnes tuote on kopuntuf tai kunnes sitä ei viimeisimmäkään potilaan kohdalla enää tarvita.
Vain ammattilaiskäyttöön
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Pidä käyttöohje tallessa myöhempää tarvetta varten, ainakin silloin asti kunnes tuote on koppunut tai kunnes sitä ei viimeisimmäkään potilaan kohdalla enää tarvita.
Tuotekuvaus
Vittra APS on erittäin esteettinen valokovettuvien yhdistelmämuovi, jota suositellaan kaikkien luokkien täytteisiin sekä etu- että takaalueen hampaisiin. Yhdistelmämuovi on röntgenopaakkic sen hiukkaset koostuvat bariumsinkkialumiinisilikoksilipasiosta, niiden keskimääräinen hiukkaskoko on 200 nm ja epäorganaisen materiaalin osuus 72–82 painoprosenttia (52–60 tilavuusprosenttia). Nämä tunnuspiirteet parantavat sekä tuotteen mekaanisia että esteettisiä ominaisuuksia, mikä näkyy erityisesti siten, että materiaalia on helppo kiillottaa ja sen pinta pysyy kiiltävänä pitkään. Vittra APS -tuotteen koostumus ei sisällä lainkaan bis-GMA:ta tai bis-EMA:ta, sillä myös näiden valmisteet ovat yleisimpiä tekemän ihmi bisfenoli A:ta (BPA).
APS on lyhenne sanoista Advanced Polymerization System, ja se koostuu erilaisten hiontalaitteistojen esteettisestä, pitkä oval vuorovaikutuksessa keskenään monistaen valokovettuvalisteen emittoiman valon aiheuttaa jatkuvasti. Erilaisiin materiaaleihin lisättynä APS-järjestelmä tarjoaa erilaisia etuja.
Vittra -valmisteen kohdalla tuotteelle APS:n tärkein etu on se, että se vähentää värin ja opasiteetin vaihtelua ha polottaa sen kokonaan ennen valokovettua tai sen jälkeen, mikä lisää lopputuloksen ennustettavuutta. Toinen tärkeä tekijä on se, että valkka koostumuksessa on varsin pieni pitoisuus kamforikinoneja, jota on ulkonäöltään kellertävä, APS polymerisoi voimakkaasti ja saa aikaan korkeamman konversioasteen. APS-järjestelmä aikhvoltuu kaiken tyypisillä kaupallisesti saatavilla olevilla valokovettuvalisteilla, myös sellaisilla, joissa tehoa on vähemmän tai aallonpituusalue on kapeampa. Tämän yhdistelmämuovin sisältämän APS-valokovettuvalistejärjestelmän ansiosta polymerisaatio ei aiheuta visuaalisesti havaittavissa olevaa muutosta värissä tai opasiteetissa, ja työskentelyaika ympäristövalossa valossa pitenee. APS-järjestelmän ansiosta materiaali kestävät paremmin ympäröivää valoa, työskentelyaika on valoherkällä materiaalella pidempi ja värin ja opasiteetin vaihtelu valokovettuvaan jälkeen on mahdollisimman pientä*., jolloin esteettisten töiden tulos on paremmin ennustettavissa.
Värin muutosta ei pystytä havaitsemaan paljaalla silmällä.
Vain ja opasiteettivälikoima salli korkeamman kiillotuksen käytön, joka muiden ominaisuuksien ohella tekee lopputuloksesta erittäin esteettisen ja luonnollista hammasta jäljittelevän. Vittra APS kokoaa yhteen tuotteessa monia ainutlaatuisia piirteitä, jotka saavat aikaan hämmästyttävän hyvän lopputuloksen.
Peruskonsistanssi
Vittra APS on erittäin esteettinen valokovettuvien yhdistelmämuovi, jota suositellaan kaikkien luokkien täyttesiin sekä etu- että taka-alueen hampaisiin. Yhdistelmämuovi on röntgenopaakkic sen hiukkaset koostuvat bariumsinkkialumiinisilikoksilipasiosta, niiden keskimääräinen hiukkaskoko on 200 nm ja epäorganaisen materiaalin osuus 72–82 painoprosenttia (52–60 tilavuusprosenttia). Nämä tunnuspiirteet parantavat sekä tuotteen mekaanisia että esteettisiä ominaisuuksia, mikä näkyy erityisesti siten, että materiaalia on helppo kiillottaa ja sen pinta pysyy kiiltävänä pitkään. Vittra APS -tuotteen koostumus ei sisällä lainkaan bis-GMA:ta tai bis-EMA:ta, sillä myös näiden valmisteet ovat yleisimpiä tekemän ihmi bisfenoli A:ta (BPA).
APS on lyhenne sanoista Advanced Polymerization System, ja se koostuu erilaisten hiontalaitteistojen esteettisestä, pitkä oval vuorovaikutuksessa keskenään monistaen valokovettuvalisteen emittoiman valon aiheuttaa jatkuvasti. Erilaisiin materiaaleihin lisättynä APS-järjestelmä tarjoaa erilaisia etuja.
Vittra -valmisteen kohdalla tuotteelle APS:n tärkein etu on se, että se vähentää värin ja opasiteetin vaihtelua ha polottaa sen kokonaan ennen valokovettua tai sen jälkeen, mikä lisää lopputuloksen ennustettavuutta. Toinen tärkeä tekijä on se, että valkka koostumuksessa on varsin pieni pitoisuus kamforikinoneja, jota on ulkonäöltään kellertävä, APS polymerisoi voimakkaasti ja saa aikaan korkeamman konversioasteen. APS-järjestelmä aikhvoltuu kaiken tyypisillä kaupallisesti saatavilla olevilla valokovettuvalisteilla, myös sellaisilla, joissa tehoa on vähemmän tai aallonpituusalue on kapeampa. Tämän yhdistelmämuovin sisältämän APS-valokovettuvalistejärjestelmän ansiosta polymerisaatio ei aiheuta visuaalisesti havaittavissa olevaa

Taulukko 1: Saatavilla olevat sävyt, läpikuultavuus, materiaalimäärä ja valokovettuvalo

Kategoria	Sävy	Määrä (mg)	Valotusaika (s)
Dentiini	DA0 DA1 DA2 DA3 DA3,5 DA4 DA5	4 g	40 s	45 - 50
Kiille	EA1 EA2 EA3 E-Bleach	4 g	20 s	55 - 60
Effect Translucence	Trans OPL Trans N	2 g	20s	72 - 79
Enkeltävä	VM VM	2 g	20s	72 - 79

** Eyo valokovettuvalossa teho on 700 mW/cm² ovh vähintään 400–500 nm.*

Valon tyyppi	Aallonpituus (nm)	Valotusaika (s)	Aikaa kovettuvat (s) yhdessä yhden kerroksen kanssa
LED	1400	Tehokas Läpikuultavuus/Enamel	5	1,6
		Hammaskide	10	1,8
	1200	Tehokas Läpikuultavuus/Enamel	10	1,6
		Hammaskide	20	2,7
	1000	Hammaskide	20	2,2
		Hammaskide	40	2,2
	700	Tehokas Läpikuultavuus/Enamel	30	2,4
		Hammaskide	30	1,8
		Hammaskide	40	1,5

** Pyhäkin syvyys määritettiin ISO 4049 -standardin mukaisesti kaatoliitännäisellä, jossa valonvoimakkuus oli yli 2 %.*

Varoitukset ja kontraindikaatiot
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöterkistä ainoastaan tämän ohjeen mukaisesti.
Älä käytä tuotetta, jos potilas on allerginen jollekin kuvatuista materiaaleista mukana olevalle aineelle. Jos potilas saa allergisen reaktion, keskeytä tuotteen käyttö välittömästi ja käänny tarvittaessa lääkärin puoleen.
Vältä kovettumattomien yhdistelmämuovin pääsyä iholle, limakalvoille tai silmiin, sillä se saattaa sisältämänsä akrylaatti- metakrylaattien takia aiheuttaa ärsytystä. Tuotetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää henkilökohtaista suojavarustusta.
Vittra APS -valmisteen kohdalla APS:n tärkein ominaisuus on se, että se vähentää värin ja opasiteetin vaihtelua ha polottaa sen kokonaan ennen valokovettua tai sen jälkeen, mikä lisää lopputuloksen ennustettavuutta. Toinen tärkeä tekijä on se, että valkka koostumuksessa on varsin pieni pitoisuus kamforikinoneja, jota on ulkonäöltään kellertävä, APS polymerisoi voimakkaasti ja saa aikaan korkeamman konversioasteen. APS-järjestelmä aikhvoltuu kaiken tyypisillä kaupallisesti saatavilla olevilla valokovettuvalisteilla, myös sellaisilla, joissa tehoa on vähemmän tai aallonpituusalue on kapeampa. Tämän yhdistelmämuovin sisältämän APS-valokovettuvalistejärjestelmän ansiosta polymerisaatio ei aiheuta visuaalisesti havaittavissa olevaa

Tuotteen käyttö on vasta-aiheista, jos leikkausalue ei ole selkeästi näkyvissä tai asianmukaista tekniikkaa ei ole mahdollista noudattaa.

Haittavaikutukset
Tuote sisältää metakrylaattimonomeereja, jotka voivat aiheuttaa arkaluonteisilla tai lievä allergiaa reaktioita potilailla, jotka ovat herkkiä näille aineille.

Käyttöohjeet
Lue huolellisesti varoitukset, kontraindikaatiot ja haittavaikutukset ennen hoidon aloittamista.

Värin valitseminen.
- Ennen kuin valitset luonnollisen hampaasen sävyasi yhdistelmämuovi, varmista, että hampaasi on pohjaliidon hoito. Hampaiden on oltava puhtaat ja kostaat, ei esitetyt, sillä kuivuus voi muuttaa hampaan väriä.
- Käytä värin kirjasimeen VITA Classical- tai VITTRA APS -värikartaa.

Valkuttamisen ohjeet:
1. Eristä työskentelyalue. Eristys takaa, että hoidon aikana ei pääse kosteutta. Kosteus kosteuttaa ja näkyvissä koko toimenpiteen ajan. Käytä tarvittaessa kofferdamia.
2. Valmistele alue suoran adhesiivista täytettä varten.
- Happoetsaa kudoksia (kiilettä ja dentiinia) Happoetsaus 15 sekunnin ajan. Pese runsaalla vedellä poistaksesi pinnalla kalkin hapon ja kuiva kiilettä hellävaraisesti niin, että dentiini jää kosteaksi.
- Levitä sidosainetta valmistajan suositusten mukaisesti.
- Yhdistelmämuovin lisäaminen ja valokovetus: Suosittelemme kerrostustekniikkaa, koska silloin materiaalin suorituskyky on parhaimmillaan. Ne kerrostetaan 1,5 mm:n paksuisiksi kerroksiksi ja valokovetta (kullekin värille suositellun ajan) preparoitaan kaviteetille tai pintaan.
6. Täytä kaviteetti kerroksin, kunnes täyte on valmis.
7. Täytteen uloimmassa kerroksessa voidaan ennen viimeistä valokovettuvalisteita käyttää ilmetttä, joka muodostaa happikuulan, jotta yhdistelmämuovi saadaan eristettyä ympäröivästä ilmasta, yhdistelmämuovi kovettuu täydellisesti ja saadaan aikaan mahdollisimmista kiiltävä lopputulos.
8. Käytä viimeistelyssä Diamond Pro (FGM) - hiekkapaperikiekkoja tai hienoja hiomakiveliikekoneja. Kiillotuksessa on suositeltavaa käyttää Diamond Flex (FGM) - huopakiekkoja ja Diamond Excel (FGM) - kiillotuspastoja.
Huom. Tarkista okklusiopinnat ennen toimenpiteen valmistumista. Jos täyte on korkea puremanssa, se voi aiheuttaa kipua ja hyvästä täytemateriaalista.

Yhden annoksen kapseli:
1. Aseta kapseli kapselinvisjetkin kunnolla niin, että kapseli on käyttövalmis.
2. Poista kapselista suoja ja irrota yhdistelmämuovia kuvitettien painamalla kädellä liipaisinesta/ruiskusta.
3. Kun täyte on valmis, hävitä kapseli.

Säilytys
- Säilytä tuote alkuperäispakkauksessa hyvin suljettuna.
- Suojaa suoralta auringonvalolta.
- Säilytä 5–30 °Cn (41–86 °F:n) lämpötilassa.
- Älä anna jäätyä.

Varoitukset
Tuotetta saavat käyttää vain tällistetut ammattilaiset.
Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Noudata tuotteen hävittämisessä paikallista lainsäädäntöä.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hammastekniisissä sovelluksissa ja sitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valmistaja ei vastaa tuotteen väärinkäytöstä tai asiaantuntemattomasta käytöstä johtuvista mahdollisista vahingoista. Käyttäjän on varmistettava (ennen käyttöä käyttöä ja omalla vastuulla), että tuote sopii aiottuun käyttötarkoitukseen, erityisesti jos tällaista käyttöä ei ole mainittu ohjeissa tuotteelle. Tiedonkuvauksellaseke ei ole takuu, eikä sillä saa sitova.

SV Bruksanvisning

Ljushärdande kompositmaterial

Endast för professionell användning
Läs noggrant all information i denna bruksanvisning. Spara den för senare referens, förvaras på ett lämpligt ställe tills dess att det sista patienten har behandlats med produkten och den senaste patienten.
Produktbeskrivning
Vittra APS är en högestetisk ljushärdande kompositmaterial, som kan användas för framtänder i alla klasser i anteriora och posteriora tänder. Kompositen är röntgenkontrastgivande. Partikelstorleken består av bariumsilikatglas och har en genomsnittlig partikelstorlek på 200 nm, med ett totalt oorganiskt innehåll på 72 or 82 viktprocent (52 till 60 volymprocent). Dessa förhållanden förstärker både de mekaniska och de estetiska egenskaperna, så att materialet visas genom hur enkelt det är att uppnå en perfekt polering och bibehålla glans. Sammansättningen av Vittra APS innehåller ingen Bis-GMA eller Bis-EMA, för att svara upp till de nuvarande kraven på produkter fria från bisfenol-A (BPA).
APS är en akronym för "Advanced Polymerization System" och utgörs av en kombination av olika fotoinitiatorer som samverkar med varandra och forstärker härdningskapaciteten hos det tjus som alstras av härdljuslampor. Vid inblandning i olika material, tillför systemet olika fördelar.
Som är fallet med Vittra APS, där APS ger den stora fördelen att reducera eller eliminera skillnaden på färg och opacitet före, ljhärdt med efter fotopolymerisation, vilket ger en bättre förutsägbarhet av resultatet. En annan faktor är att, även om det finns en viktigt låg koncentration av kamferkinon – som har en gulaktig färg – så har APS en så stor polymerisationskraft att den ger en högre konverseringsgrad.
APS-systemet säkerställer att alla typer av ljushärdningsapparater som finns på marknaden, även de med lägre intensitet och smalare våglängdsområde.
Ljushärdningssystemet APS (Advanced Polymerization System) i kompositen, tillåter polymerisering utan någon visuellt märkbar förändring i färgen och ger en längre arbetstid under operationsbelysningen.
Att S-systemet ger materialet en överlägsen motståndskraft mot det omgivande ljuset, ger ljuskänsligt material en längre arbetstid och endast en minimal* förändring av färg/opacitet efter ljushärdning, vilket ger högre förutsägbarhet vid estetiska restaurationer.
*Färgförändringen är mindre än det mänskliga ögat kan upptäcka.
Antalet tillgängliga färger och val av olika opacitéer ger möjlighet till framgångsrik individualisering, vilket tillsammans med de övriga egenskaperna, ger en maximalt estetisk effekt och hög nivå av naturlig tandliknelse. Vittra APS samlar unika egenskaper i en enda produkt som möjliggör enastående resultat.
Innehåll
Aktiva ingredienser: metakylatmonomerer, fotoinitiatorsystem, stabilisatorer och pigment.
Inaktiva ingredienser: filleparti kar av zirkonium, kiseloxid och pigment.
Färgpackningar
Se tillgängliga preparationer i ert land.
Refiller:
Sprutа 4 g: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E-Bleach.
Sprutа 2 g: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.
Caps: Förpackning med 20 kapslar à 0,2 g
Essential kit: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N + Amber APS + Condac 37.
Bleach kit: DA0, DA1, VH, E-bleach, Trans OPL + Amber APS + Condac 37 + Diamond Excel.
Indikationer
Kompositen är lämplig för användning i permanenta och primära tänder:
- Direkta restaurationer i anteriora och posteriora tänder (I, II, III, IV o och VI);
- Direkta kosmoppostifasader;
- Cementering av bandfragment;
- Pelaruppbyggnad;
- Splintring av tänder;
- Slutning eller reduktion av diastemer;
- Modifiering av tandform (t ex tapptänder);
- Reparation av porslin/kompositt;
- Indirekta restaurationer som inlägg, onlay och fasader.

Tabell 1: Färger, innhold, ljushärdningstid och translucens.

Kategori	Färg	Mängd	Härdningstid*	Translucens (%)
Dentin	DA0 DA1 DA2 DA3 DA3,5 DA4 DA5	4 g	40 s	45 – 50
Enamel	EA1 EA2 EA3 E-Bleach	4 g	20 s	55 – 60
Effekt Translucence	Trans OPL Trans N	2 g	20s	72 – 79 80 – 84
Value	VM VH	2 g	20s	72 – 79

**Med ljushärdningslampa med en effekt på 700 mW/cm² och våglängd på 400 – 500 nm.*

Ljustyp	Ljuskälla (nm)	Kategori	Polymerisation – Djupskydd (mm)	Ljushärdningstid (sek)
LED	1400	Effekt. Translucens/Enamel	5	1,6
		Dentin	10	1,8
	1200	Effekt. Translucens/Enamel	10	1,6
		Dentin	20	2,7
	1000	Dentin	20	2,2
		Dentin	40	2,2
	700	Effekt. Translucens/Enamel	30	2,4
		Dentin	30	1,8
		Dentin	40	1,5

** Djupmax djup bestämdes enligt resultaten i överensstämmelse med ISO 4049, där det värdet erhölls vätskan delades med 2.*

Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer
Använd inte produkten om patienten är allergisk mot någon av substanserna i sammansättningen.
Vid allergiska reaktioner, avbryt användningen av produkten och, vid behov, konsultera läkare.
Undvik kontakt av ohardat resin med hud, slemhinna och ögon eftersom en inflerande effekt kan uppstå på grund av innehållet av metakrylater.
Det rekommenderas att använda personlig skyddsutrustning vid handhavande av produkten.
Använd inte material som innehåller eugenol, som linera eller temporära restaurationer, eftersom de hindrar en fullständig härdning av produkten.
Vid restauration av djupa kaviteter, ska en liner (som kalciumhydroxid) användas på pulpaväggen.
Kompositen är känslig för ljus, så se till att sprutor är helt förslutna när de inte används. Innehållet ska användas direkt efter dosering från sprutan;
Använd skyddsglasögon vid ljushärdning av kompositen;
Produkten får inte sväljas eller inandas. Om så sker, konsultera läkare;
Produkten är kontraindicerad om inte ett tätt

arbetsområde kan säkerställas eller om rätt teknik inte kan följas.
Biverkningar
Produkten innehåller metakrylatmonomerer som kan orsaka irritation eller lätta allergiska reaktioner på patienter med känslighet för dessa substanser.
Instruktioner
Läs noggrant om varningar, försiktighetsåtgärder, kontraindikationer och möjliga biverkningar.
Färgval:
- Innan färgen på kompositen som passar den naturliga tanden väljs, utför en professionell tandrengöring. Tandema ska vara rena och hydrerade, utan att torkas eftersom detta kan ändra färgen.
- Vid registrering av färgen måste färgskala för VITA Classical eller VITTRA APS användas.

Applicering
1. Isolera operationsområdet. Isoleringen ska garantera ett operationsområde fritt från fukt, som är rent och synligt under hela proceduren. Använd kofferdam vid behov.
2. Preparera området för direkt adhesiv restaurering.
3. Etsa vävnaden (emalj och dentin) med syra koncitionering i 15 sekunder. Skölj sedan bort all syra från ytan med rikligt med vatten och torka därefter emaljen försiktigt och lämna dentinet lätt fuktigt.
4. Applicera adhesivsystemet i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
5. Placering av komposit och ljushärdning: placering i inkrement rekommenderas eftersom det tillåter en bättre funktion hos materialet. Inkrement på upp till 1,5 mm ska placeras, formas och ljushärdas (i den tid som rekommenderas för respektive färg) i kaviteten eller på den preparerade ytan.
6. Fyll kaviteten i inkrement tills restaurationen är klar.
7. En syrehämmande film kan användas i det yttersta inkrementet av restaureringen för att förhindra syrehämning av radicoppk. Filleranpartiklarna består av strontium och lantan, vilket ger en förbättrad röntgenkontrast. Partikelstorleken består av bariumsilikatglas och har en genomsnittlig partikelstorlek på 200nm, filleranden er på viktbasis (52-60 i volum). Dessa karakteristika bidrar till å forbedre både estetiska och mekaniska egenskaper. Vittra APS har också tydlig ved hvor enkelt materialet er å polere og med det langvarige resultatet. Vittra APS inneholder ikke Bis-GMA eller Bis-EMA i tråd med den gjeldende trenden med produkter som er frie for bisfenol-A (BPA).
APS er en forkortelse for Avanced Polymerisasions System, og det består av en kombinasjon av ulike fotoinitiatorer som samhandler med hverandre og forsterker herdekapasiteten for lys fra herdelamper. Tilsatt til ulike materialer, blir systemet ulike fordeler.
Brukt i Vittra APS, bidrar APS med reduksjon eller eliminasjon av den synlige farge- og opacitetsforandringen som inntrer i løpet av polymeriseringen. Dette gir et mere forutsigbart resultat. En annen faktor er at selv om konsentrasjonen av kamferkinon- som gir en viss gulfarging- er svært lav, har APS en stor polymerisasjonsevne og tilfører en dyp farge av omdanning. APS-systemet skiveres av en herdelampe av hvilken som helst type, selv de som er markedet, også de som har lav effekt eller smalt spektrum.
APS (Avanssert Polymerisasjons System) lysherdesystem muliggjør polymerisering uten synlig forandring av farge eller opacitet, og gir lengre arbeidstid i vanlig rombelysning.
APS-systemet tilsier at materialet har overlegen stabilitet mot vanlig bakgrunnslysmisning. Dette gir lengre arbeidstid for lysherdende materialer og gir minimal* forandring i farge og opacitet ved lysherdingen. Dette gir økt forutsigbarhet ved estetiske restaureringer.
*Fargeforandring som er usynlig for det blotte øye.
Utvalget av farger og ulike opacieter gir mulighet for suksess ved sjiktvis fyllingsteknikk og gir maksimal estetikk og gir restaureringer som myaktig likhet med naturlige flekker. APS-er inneholder unike egenskaper i ett enkelt produkt som gir fantastiske resultater.
Sammensetning
Aktive ingredienser: Dimetakrylat- og metakrylatmonomerer, blanding av fotoinitiatorer (APS), kv-initiatorer, stabilisator og silan.
Inaktive ingredienser: Filleripartikler av zirkonium, silika og pigmenter.
Utvalg av produkter
Se tilgjengelige preparationer i ditt land.
Refill
Sprøyte 4 gram: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E-Bleach.
Sprøyte med 2 gram: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.
Startsett
DA1, DA2, DA3, EA1, EA2. Trans N+ Amber APS+ Condac 37.
Blekesett
DA0, DA1, VH, E-Bleach, Trans OPL+ Amber APS+ Condac 37 + Diamond Excel.
Kapsler
Pakninger med 20 kapsler a 0,2 gram.
Produktindikasjoner
Kompositten er utstrukt til bruk i permanente og primære tenner. (klasse I,II,III,IV og VI).
- Direkte fasetter av kompositt.
- Liming av tannfragmenter.
- Konusoppbygginger.
- Splinting av tenner.
- Reduksjon eller lukking av diastemaer.
- Modifisering av misdannede tenner (feks. tapptenner).
- Porselen/komposittreparasjoner.
- Indirekte restaureringer som f.eks. innlegg, onlays og fasetter.

Produktet inneholder monomer av metakrylat og kan forårsake irritasjon eller lette allergiske reaksjoner hos pasienter som er sensitive mot disse stoffene.
Bruksanvisning
Før behandlingen startes bes forhandlingen. Vær aktsom. Forholdsregler og Bivirkninger nøye.
Fargevalg
* Før man tar ut den fargen som matcher tannen, utføres tannrengjøring. Tennene skal være rene og fuktige. Dehydrering kan forandre fargen.
* For fargevalg skal fargeskalaene Vita Classic eller VITA APS brukes.

Bruk av produktet
1. Utfør arbeidsfeltet. Isoleringen skal sikre at arbeidsfelt er fritt for fuktighet, rent og med innsyn under hele prosedyren. Hvis nødvendig brukes kofferdam.
2. Preparer for direkte adhesiv restaurering.
3. Syrebehandle emalje og dentin med syre kondisjonering i 15 sekunder. Skyll med rikelig med vann slik at all syre fjernes. Blås forsiktig tørt. Emaljen skal være tørr, dentinet skal være litt fuktig.
4. Påfør adhesivet etter produsentens anvisninger.
5. Fylling med kompositt og herding. Lagvis fylling anbefales fordi dette er gunstigst for materialets egenskaper. Det fylles lag på opptil 1,5 mm tykkelse. Lagene formes til og lysherdes i den tiden som er angitt for den aktuelle fargen.
6. Fyll kaviteten lagvis til restaureringen er komplett.
7. Et oksygenblokkerende produkt kan påføres overflaten av restaureringen for å hindre oksygeninnhibering av herdingen og forsterke overflategjennom.
8. Til puss brukes sandpapirskiver som f.eks. Diamond Pro (FGM) eller finkornede bor og for polering anbefales filthjul Diamond Flex (FGM) og Diamond Excel (FGM) polerpasta.

Kapsler
- Plasser kapselen ordentlig i kapselsprøyten.
- Ta av hetten på kapselen og press materialet inn i kaviteten.
- Kast kapselen når restaureringen er ferdig.

Oppbevaring og lagring
- Produkt skal oppbevares i originalforpakningen og holdes tørt og mørkt.
- Beskytt mot direkte sollys.
- Produkt lagres ved temperaturer mellom 5 og 30 grader Celsius.
- Tåler ikke å fryses.

Advarsel
Dentale produkter skal bare brukes av autorisert personell.
Ikke bruk produkter som har gått ut på dato.
Følg ditt lands lovgivning når produktet kasseres.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette produktet er fremstilt bare for dentalt bruk og må behandles i overensstemmelse med bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for ukorrekt eller annen bruk i tillegg

må brukeren før bruk bevise at dette materialet er egnet for den påtenkte prosedyre, særlig i saus de slikt bruk ikke er angitt i bruksanvisningen. De angitte data for produktet innebærer ingen form for garanti, og er av denne grunn ikke bindende.

Legende de symboles / Woxeniy of symbolů / Leyenda de los símbolos / Symbolen verklaring / Ανάλυση με σημάδια / Jelmagyarázat	
	Irritante / Irritant
	Data de fabricação / Date of manufacture / Fecha de fabricación / Date de fabrication / Valmistuspäivämäärä / Tillverkningsdatum / Prod. Dato
LOT	Número do lote / Batch Number / Número de lote / Numéro de lot / Eränumero / Lot-nummer / Produktspecifikationer
	Validade / Data de prescrição / Udebestado / Sällsynt/vaka / Hälfbarhet / Utgångsdatum
	Limites de temperatura / Temperature limits / Limites de temperatura / Limite de temperature supérieure / Lämpötilarajoitus / Temperaturgränser / Lagringstemperatur
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização / Ne pas utiliser si el empaque está dañado y consultar las instrucciones de uso / Ne pas utiliser si l'emballage a été abîmé / Älä käytä vahingoittunutta pakkausta / Använd ej om förpackningen är skadad / Brukes ikke om emballasjen er skadet
	Conservar seco / Keep it dry / Conservelo seco / Garder au sec / Säilytys kuivassa / Den bör vara torr / Oppbevares tørt
	Manter afastado da luz solar / Keep protected from sunlight / Mantenlo lejos de la luz solar / Garder à l'abri de la lumière solaire / Pidettävä poissa auringonvalosta / Hål undan direkt solljus / Skal beskyttes fra varme/solly
	Fabricante / Manufacturer / Fabricante / Fabricant / Valmistaja / Tillverkare / Produsent
	Consulte as instruções de utilização / Refer to instruction for use / Consulte las instrucciones de utilización / Consulter les instructions d'utilisation / Lue valmistajan käyttöohjeet / Se instruction i bruksanvisningen / Se instruksjonene for bruk
	Representante na Comunidade Europeia / Representative in the European Community / Representante en la Comunidad Europea / Représentant dans la Communauté Européenne / Edustaja Euroopassa / EU-representant / Leverandør
CE 2797	Marcação CE para conformidade com a Comunidade Europeia / CE Mark for European Community market / Marca CE para comercialización en la Comunidad Europea / Marquage CE pour une commercialisation en Europe / CE Euroopan yhteisön markkinoille / CE-märkning för Europeiska gemenskapens marknad / CE-merke for EU-markedet
R_x Only	Apenas para uso profissional / Sólo para uso profesional / For professional use only / Destiné à un usage professionnel uniquement / Vain ammattikäyttöön / Endast för professionell bruk / Kun til profesjonell bruk

Cod. 13000227001-002 - 05/2022/BR

dobra

MKT

FGM

NOME	**Manual Vittra APS PT ES EN FR FI SV NO**		CÓDIGO	100022707
DIMENSÕES	Aberto: 692 x 155mm	Fechado: 43x155mm	REVISÃO	02
CARACTERES	Fonte: Swis 721 Cn BT	Tamanho: 6pt		
MATERIAL	Couche 75gr			
IMPRESSÃO	1 folha - Frente e Verso			
FACA	Corte reto	CORES	1x0 ■ 90% Black	
OBS. (acabamento fechamento etc.)	 Dobra sanfonada			
DATA	27/02/2020			

PÁGINA ESPECIFICAÇÃO

*** NÃO IMPRIMIR**