EN At-home whitening: effectiveness and safety with a simple and comfortable protocol

ES *Blanqueamiento casero: efectividad y seguridad con un protocolo sencillo y cómodo*

Authors/Autores: Dr. Bruno Lippmann and/y Dr. Rafaella Ronchi Zinelli

Brazil | *Brasil*



Initial | Inicial



Final

23-year-old female patient.

COMPLAINT
Yellowish teeth.

Paciente del sexo femenino, 23 años.

QUEJA
Dientes amarillados.

EN CLINICAL/RADIOGRAPHIC EXAM
Healthy vital teeth showing initial shade similar to A3 for incisors and A3.5 for canines.

TREATMENT
Whiteness Perfect 16% take-home whitening gel was used 4 hours a day for 4 weeks.

> *"Whiteness Perfect whitening gel has proven its efficiency by bringing an excellent results to the case with a lot of comfort to the patient."*
>
> *Dr. Rafaella Ronchi Zinelli*

ES *EXAMEN CLÍNICO/RADIOGRÁFICO*
Dientes vitales saludables mostrando coloración inicial próxima al A3 para incisivos y A3,5 para caninos.

TRATAMIENTO
Se programaron 4 semanas de uso del blanqueador casero Whiteness Perfect 16%, utilizado por 4 horas diariamente.

> *"El blanqueador Whiteness Perfect demostró su eficiencia trayendo un excelente resultado al caso con mucho confort a la paciente."*
>
> *Drª. Rafaella Ronchi Zinelli*



1 to 3. Initial photos of the smile and intraoral.

1 a 3. Fotos iniciales de sonrisa e intrabucal.



4 and 5. Shade taking with the VITA shade guide. Shade similar to A3 for incisors and A3.5 for canines.

4 y 5. Tomada de color con la guía VITA, color similar a A3 para incisivos y A3,5 para caninos.



6 and 7. Trimmed tray being tested in the mouth.

6 y 7. Férula recortada y prueba en la boca.

8. Instructions for use of the tray and the whitening gel provided by the professional.

8. Instrucción de uso de la férula y del gel blanqueador por el profesional.



9. Patient using the whitening gel as recommended: for 4 weeks, 4 hours a day.

9. Paciente utilizando el gel blanqueador, recomendado durante 4 semanas, 4 horas al día.





10 and 11. Photos after the whitening treatment with satisfactory change in shade.

10 y 11. Fotos después del blanqueamiento con cambio de tonos satisfactorio.



12. Photo after the whitening treatment with satisfactory change in shade.

12. Foto después del blanqueamiento con cambio de tonos satisfactorio.

FGM MATERIALS USED |
MATERIALES FGM UTILIZADOS

TAKE-HOME WHITENING GEL (CARBAMIDE PEROXIDE)
Whiteness Perfect 16%

PLATES FOR TRAYS
Whitenes Plates for Custom Dental Trays

BLANQUEADOR DE USO CASERO (PERÓXIDO DE CARBAMIDA)
Whiteness Perfect 16%

PLACAS PARA FÉRULAS
Whiteness Placas para Confección de Férulas



