

FINAL

After the microabrasion session, the surface stains were removed.

Después de la sesión de microabrasión, las manchas superficiales fueron removidas.

INITIAL | INICIAL

CASE HIGHLIGHTS | DESTAQUES DEL CASO



Abrasion can be done mechanically, with rubber cups, which allows for control of the pressure on the teeth with greater precision. In this case, 13 applications were performed, lasting 5 seconds each, in one session.

La abrasión puede ser realizada de modo mecanizado, con puntas de goma, pudiendo controlar la presión en los dientes con más precisión. En este caso fueron realizadas 13 aplicaciones durante 5 segundos cada en una sesión.



After microabrasion, fluoride is applied topically to aid in remineralization. This fluoride must be applied for 1 minute and afterward, the patient must refrain from eating for 30 minutes.

Después de la microabrasión, fue realizada la aplicación de flúor tópico para ayudar en la remineralización. Ese flúor debe ser aplicado durante 1 minuto, y después de eso el paciente debe abstenerse de ingerir alimentos durante 30 minutos.

EN

Aesthetic resolution **after orthodontic treatment** with the technique of **microabrasion** of the enamel

AUTHORS: Nathália Nunes Vidal, Juliana Yassue Barbosa da Silva and Sheila de Carvalho Stroppa

Male patient, 15.

COMPLAINT

Stains on the teeth after removal of braces.

INITIAL APPEARANCE

White stains apparent, especially on the upper anterior teeth.

CLINICAL/X-RAY EXAM

Teeth 13, 12, 11, 21, 22, 23, and 24 showed active demineralization on vestibular enamel located around the site where the orthodontic brackets were placed.

TREATMENT

After guidance on oral hygiene and remineralization of the active white stains on enamel with 4 sessions of topical application of fluoride sealant and after rebalancing of the oral environment, the microabrasion technique was carried out with Whiteness RM (FGM) stain remover on the respective teeth for aesthetic restoration of the patient.

> "Microabrasion removes the stains painlessly and definitively, in a practical and quick procedure."
>
> *DR. SHEILA DE CARVALHO STROPPA*

ES

Resolución estética **después de tratamiento ortodóntico** con la técnica de **microabrasión** del esmalte

AUTORES: Nathália Nunes Vidal, Juliana Yassue Barbosa da Silva y Sheila de Carvalho Stroppa

Paciente del género masculino, 15 años.

QUEJA

Manchas en los dientes después de la retirada del aparato fijo.

ASPECTO INICIAL

Manchas blancas evidentes, principalmente en los dientes antero-superiores.

EXAMEN CLÍNICO/RADIOGRÁFICO

Los dientes 13, 12, 11, 21, 22, 23 y 24 presentaban desmineralización activa en el esmalte vestibular localizada alrededor del local donde estaban fijados los brackets ortodónticos.

TRATAMIENTO

Después de orientación de higiene bucal y remineralización de las manchas blancas activas en esmalte con 4 sesiones de aplicación tópica de fluoruro y después del reequilibrio del medio bucal, fue realizada la técnica de microabrasión con el removedor de manchas Whiteness RM (FGM) en los respectivos dientes para el restablecimiento estético del paciente.

> "La microabrasión retira las manchas de modo indoloro y definitivo, utilizando un procedimiento práctico y rápido."
>
> *DRª. SHEILA DE CARVALHO STROPPA*

FGM MATERIALS USED

STAIN REMOVER BY MICROABRASION
Whiteness RM

SODIUM FLUORIDE AT 1.23% FOR TOPICAL USE
Flúor Care

DIAMOND POLISHING PASTE
Diamond R

MATERIALES FGM UTILIZADOS

REMOVEDOR DE MANCHAS POR MICROABRASIÓN
Whiteness RM

FLUORURO DE SODIO AL 1,23% PARA USO TÓPICO
Flúor Care

PASTA PARA PULIDO DIAMANTADA
Diamond R

